

心電・心拍計測アンプ LRR-05



LRR-05 の主な特徴

小型軽量の生体計測アンプ

わずか118gの本体に生体電気信号のアンプを内蔵。

電極で生体からの電気信号を計測しリアルタイムに波形データをUSBでデジタル出力し、PCへデータ送信します。

本体には心電図波形のアナログ出力端子も備えていますので、

MemCalc/Tonam2Cや他社のロガーとの接続も可能です。（オプション）

本体はAD変換機能を備えており、他社心電計から出力されるアナログ心電図波形を、LRR05へ入力し、USBケーブルにてPCへ入力が可能です。（オプション）

対応解析プログラムでの信号処理が可能となり、MemCalcシリーズを使ったリアルタイム解析や後処理のスペクトル解析にも使用可能です。

心電・心拍計測アンプ 機能・性能
LRR-05

サイズ : W114, H68, D19, (mm)
重さ (g) : 118g (電池無し)
サンプリング : 1000Hz 電位波形
ピーク検出
機能 : 1000Hz サンプリング
電源 : 単四電池 (2個) もしくはUSB
アナログ出力 : 1つ (オプション)
アナログ入力 : 1つ (オプション)



■MemCalcオプション

MemCalc/Bonaly Light リアルタイム解析プログラム

動作環境


OS : Windows 7, 8, 10, 11

RAM : Windows が正常に動作する事

HDD : 120GB 以上

USBポート : タイプA 2つ以上

LRR-05で得られる波形やRRデータをリアルタイムに
PCで表示、記録、周波数解析を可能とします。



商品デザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

■販売元

株式会社ジー・エム・エス

URL <http://www.gms-jp.com/>

〒151-0071

東京都渋谷区本町3-10-3 清水橋矢部ビル201

TEL : 03-5388-4875 FAX : 03-5388-4953

■販売代理店